


ИНТЕРВАЛ НА ПРОМЯНА

Препоръка за смяна на UROMED клапите на катетъра

Катетърна клапа с бутон

UROMED Катетърна клапа »universal« (REF 1500)
 UROMED Катетърна клапа »universal«
 с адаптер за катетърна клапа (REF 1501)

Променете всички: **29 дни**



UROMED Катетърна клапа »compact« (REF 1504)

Променете всички: **29 дни**



Катетърна клапа с превключващ лост

UROMED Катетърна клапа »basic« (REF 1506)

Променете всички: **14 дни**



Моля, не се колебайте да се свържете с нас, ако имате някакви въпроси.

UROMED Kurt Drews KG

Meessen 7/11
 22113 Oststeinbek
 GERMANY

Phone +49 (0) 40 71 30 07-33

Fax +49 (0) 40 71 30 07-99

E-mail homecare@uromed.de

www.uromed.eu



Повече езици можете да намерите на нашия уебсайт www.uromed.eu в рубриката "Service".