

WECHSELINTERVALL


Empfehlung zum Wechsel von UROMED Katheterventilen

Katheterventil mit **Druckknopf**

UROMED Katheterventil »universal« (REF 1500)

UROMED Katheterventil »universal«
mit Katheterventiladapter (REF 1501)

Wechsel alle: 29 Tage



UROMED Katheterventil »compact« (REF 1504)

Wechsel alle: 29 Tage



Katheterventil mit **Kipphebel**

UROMED Katheterventil »basic« (REF 1506)

Wechsel alle: 14 Tage



**Für Rückfragen stehen wir
Ihnen gerne zur Verfügung.**

UROMED Kurt Drews KG

Meessen 7/11
22113 Oststeinbek
DEUTSCHLAND

Telefon 040 71 30 07-33
Fax 040 71 30 07-99
E-Mail homecare@uromed.de

www.uromed.de



Weitere Sprachen finden Sie auf unserer Website
www.uromed.de unter der Rubrik "Service".