


ZMIANA INTERWAŁU

Zalecenie dotyczące wymiany UROMED zaworów cewnika

Zawór cewnika z przyciskiem

UROMED Zawór cewnika »universal« (REF 1500)
UROMED Zawór cewnika »universal«
z adapterem zaworu cewnika (REF 1501)

Zmień wszystko: **29 dni**



UROMED Zawór cewnika »compact« (REF 1504)

Zmień wszystko: **29 dni**



Zawór cewnika z dźwignią przełączającą

UROMED Zawór cewnika »basic« (REF 1506)

Zmień wszystko: **14 dni**



**W razie jakichkolwiek
pytań prosimy o kontakt.**

UROMED Kurt Drews KG

Meessen 7/11
22113 Oststeinbek
GERMANY

Phone +49 (0) 40 71 30 07-33

Fax +49 (0) 40 71 30 07-99

E-mail homecare@uromed.de

www.uromed.eu



Więcej języków można znaleźć na naszej stronie
internetowej www.uromed.eu pod nagłówkiem "Service".