


# ИНТЕРВАЛ ИЗМЕНЕНИЯ

Рекомендации по замене UROMED клапанов катетеров

## Катетерный клапан с кнопкой

UROMED Катетерный клапан »universal« (REF 1500)  
 UROMED Катетерный клапан »universal«  
 с адаптером для катетерного клапана (REF 1501)

Изменить все: **29 дней**



UROMED Катетерный клапан »compact« (REF 1504)


Изменить все: **29 дней**



## Катетерный клапан с перекидным рычагом

UROMED Катетерный клапан »basic« (REF 1506)

Изменить все: **14 дней**



**Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если у Вас возникнут какие-либо вопросы.**

### UROMED Kurt Drews KG

Meessen 7/11  
 22113 Oststeinbek  
 GERMANY

Phone +49 (0) 40 71 30 07-33

Fax +49 (0) 40 71 30 07-99

E-mail [homecare@uromed.de](mailto:homecare@uromed.de)

[www.uromed.eu](http://www.uromed.eu)



Дополнительные языки можно найти на нашем сайте [www.uromed.eu](http://www.uromed.eu) в разделе "Service".