

ИНТЕРВАЛ НА ПРОМЯНА

Препоръка за смяна на UROMED торбички с урина

Торба за урина **без капка камера**

Чанта за крака


например UROMED CYSTOBAG MINI 750 S
торба за крака с урина (REF 4893)

Променете всички:

понеделник

сряда

петък



одеяло

например UROMED CYSTOBAG LS 2000
оригинална дренажна система (REF 4801)

Променете всички:

понеделник

сряда

петък



Торба за урина **с капкова камера**

одеяло

например UROMED CYSTOBAG TK 2000 »comfort«
затворена система за оттичане на урина (REF 4802)

Променете всички:

10.

20.

30.

příslušného měsíce



Моля, не се колебайте да се свържете с нас, ако имате някакви въпроси.

UROMED Kurt Drews KG

Meessen 7/11
22113 Oststeinbek
GERMANY

Phone +49 (0) 40 71 30 07-33

Fax +49 (0) 40 71 30 07-99

E-mail homecare@uromed.de

www.uromed.eu



Повече езици можете да намерите на нашия уебсайт www.uromed.eu в рубриката "Service".