

WECHSELINTERVALL

Empfehlung zum Wechsel von UROMED Urinbeuteln

Urinbeutel **ohne Tropfkammer**

Beinbeutel


z. B. UROMED CYSTOBAG MINI 750 S Urinbeinbeutel (REF 4893)

Wechsel jeden:

Montag

Mittwoch

Freitag



Bettbeutel

z. B. UROMED CYSTOBAG LS 2000 Urindrainagesystem (REF 4801)

Wechsel jeden:

Montag

Mittwoch

Freitag



Urinbeutel **mit Tropfkammer**

Bettbeutel

z. B. UROMED CYSTOBAG TK 2000 »comfort« geschlossenes Urindrainagesystem (REF 4802)

Wechsel jeden:

10.

20.

30.

des jeweiligen Monats



**Für Rückfragen stehen wir
Ihnen gerne zur Verfügung.**

UROMED Kurt Drews KG

Meessen 7/11
22113 Oststeinbek
DEUTSCHLAND

Telefon 040 71 30 07-33
Fax 040 71 30 07-99
E-Mail homecare@uromed.de

www.uromed.de



Weitere Sprachen finden Sie auf unserer Website
www.uromed.de unter der Rubrik "Service".