

ИНТЕРВАЛ ИЗМЕНЕНИЯ


Рекомендации по замене UROMED мочевых мешков

Мешок для мочи без капельной камеры

Подсумок для ног

например UROMED CYSTOBAG MINI 750 S
 Мешок для сбора мочи (REF 4893)

Изменить всех: **Понедельник** **Среда** **Пятница**



Сумка для кровати

например UROMED CYSTOBAG LS 2000
 Система дренажа мочи (REF 4801)

Изменить всех: **Понедельник** **Среда** **Пятница**



Мешок для мочи с капельной камерой

Сумка для кровати

например UROMED CYSTOBAG TK 2000 »comfort«
 закрытая система отвода мочи (REF 4802)

Изменить всех: **10.** **20.** **30.** соответствующего месяца



Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если у Вас возникнут какие-либо вопросы.

UROMED Kurt Drews KG

Meessen 7/11
 22113 Oststeinbek
 GERMANY

Phone +49 (0) 40 71 30 07-33

Fax +49 (0) 40 71 30 07-99

E-mail homecare@uromed.de

www.uromed.eu



Дополнительные языки можно найти на нашем сайте www.uromed.eu в разделе "Service".